

## ヨウ素ヨウ化カリウム液

### 【処方】

ヨウ素（局）	1.0g
ヨウ化カリウム（局）	2.0g
RO水	適量
<hr/>	
全量	30mL

【準備】・スパーテル、プラスチックスパーテル、メートルグラス、攪拌棒、漏斗を準備する。

### 【製法】 1) 調製法

- ①メートルグラスにRO水を少量（2-3mL）（全量に対して1割弱）入れ、ヨウ化カリウムを加えて完全に溶解させる。
- ②溶解を確認後、ヨウ素を加え攪拌溶解する。  
（ヨウ素の秤量はプラスチック製のスパーテルを使用する。）  
\*ヨウ素の色で肉眼では溶解を確認できないが、攪拌棒で塊の有無を確認する。
- ③RO水で全量とし、ろ過して製する。

### 2) ろ過法：綿栓ろ過

【貯法】 容 器：分類（気密容器）、払い出し容器（褐色外用ガラス瓶）

\*容器・キャップは使い捨て

日付表示：調製年月日

保存条件：遮光室温保存